

# Info betreffende iPad en Structure sensor:

## Ipads

Onderstaande Ipads zijn compatibel met de BorgiMobi app en de structure sensor:

- Ipad mini 2
- Ipad mini 3
- Ipad mini 4
- Ipad 5th generation 9,7 inch
- Ipad 6th generation 9,7 inch
- Ipad air 1 & 2
- Ipad pro 9,7 inch
- Ipad pro 10,5 inch
- Ipad pro 12,9 inch

De BorgiMobi App neemt ongeveer 15 mb in op je Ipad. Er is dus geen extra opslagruimte nodig. Naar gebruikersgemak raden we aan om een Ipad te nemen met een schermgrootte van 9,7 inch. Groter kan, kleiner liever niet.


Om de BorgiMobi te laten praten met de podoCLOUD (noodzakelijk voor data overdracht) heb je Wifi nodig. Als elke praktijkruimte een stabiele Wifi heeft, dan hoeft je Ipad geen extra 4G uitrusting. De BorgiMobi kan 1 paar scans in zijn geheugen opslaan om eventueel later door te sturen. Indien de praktijklokalen niet over een stabiel Wifi netwerk beschikken, dan rust je best je iPad uit met een 4G kaart.. (uiteraard gekoppeld aan een mobiel internet abonnement bij je provider)

## Structure sensor ( <https://store.structure.io/store> )

In functie van de grote van je Ipad bestel je de juiste Structure sensor en bracket (bevestiging bandje)


Bijvoorbeeld:

Voor een Ipad van de 5th generation kies je in de structure sensor webshop voor Ipad (6th and 5th gen), in de printscreen hieronder in het wit aangeduid.



Je kan voor de structure sensor ook de kleur kiezen,

Wanneer je bovenstaande hebt gekozen klik je op de knop:



Levering is meestal binnen de week.